

Špeciálne záručné podmienky pre elektrochemické senzory.

Výrobca poskytuje záruku na výrobné chyby a chyby materiálu po dobu 3 mesiacov od dátumu dodania. Elektrochemické senzory obsahujú sklenené časti, ktoré sú krehké, a preto s nimi zaobchádzajte opatrne.

Záruka sa nevzťahuje na:

- mechanické poškodenie spôsobené nevhodnou manipuláciou alebo nevhodným skladovaním (napríklad zlomenie (poškodenie) membrány, rozbité telo, odtrhnutý alebo inak poškodený kábel / konektor - ak je súčasťou elektródy).
- použitie senzoru pre nevhodnú aplikáciu a pri nesprávnom spôsobe používania (napríklad upchatá frita, nedostatočná údržba)
- nesprávny spôsob skladovania (napríklad absencia uchovávacieho roztoku v krytke, vyschnutý senzor).

Dôrazne odporúčame každú elektródu bezprostredne po dodaní dôkladne prezrieť a otestovať puframi pH 4 a pH 7. V prípade poškodenia senzora spôsobeného dopravou je nutné reklamáciu uplatniť najneskôr do 10 dní po dodaní senzora (ako uvádza dodací list).